

Arzt/Ärztin:
 Klinik:
 Lieferadresse:

 Telefon:
 E-Mail:
 Lombard Medical Ansprechpartner:

Patienten-ID:
 Geburtsdatum: M/W/D:
 OP-Datum:
 CT-erstellt am:

Informationen Anatomie

Thrombus	<input type="checkbox"/>
Kalzifizierung	<input type="checkbox"/>
Halswinkelung	
Kürzere Innenkurvatur	Links <input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/>


C-Bogen-Einstellungen

	CC°	RAO°	LAO°
Hals			
Aii re.			
Aii li.			

Anmerkungen

.....

Anatomische Messwerte



Implantat-Größen

Aortaler Stentgraft

Bestellnummer	Anzahl aortal
01-AA-24-090	
01-AA-27-090	
01-AA-30-090	

Iliakaler Stentgraft

Bestellnummer	Anzahl für Iliac. re.	Anzahl für Iliac. li.
01-AI-13-065		
01-AI-17-065		
01-AI-21-065		


Stentgraft-Brücke

Bestellnummer	Anzahl Brücken
01-AI-13-065	

Es liegt in der Verantwortung der Ärztin/des Arztes die/der dieses Formular ausfüllt, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Patienteneinsatz zu prüfen. Wenn das Produkt außerhalb der Zulassung eingesetzt wird, kann Lombard Medical nicht für diese Entscheidung oder Folgen daraus verantwortlich gemacht werden.

Anleitung für anatomische Messungen

Bitte beachten Sie die Anwendungsbereiche für Aorten- und Iliakalstentgrafts, um eine passende Größenauswahl zu treffen.



Aortaler Stentgraft

Bestellnummer	Produktgröße (D1)	Einsatzbereich Halsdiameter	Suprarenaler Stentdiameter	Unkomprimierte Stentgraft-Länge
01-AA-24-090	24mm	18-22mm	29mm	90mm
01-AA-27-090	27mm	21-25mm	33mm	
01-AA-30-090	30mm	24-28mm	36mm	

Iliakaler Stentgraft

Bestellnummer	Produktgröße (D3)	Einsatzbereich Iliakal	Unkomprimierte Stentgraft-Länge
01-AI-13-065	13mm	8-11mm	65mm
01-AI-17-065	17mm	11-15mm	
01-AI-21-065	21mm	15-18mm	

